

#### Profilo prodotto

##### Codice

**95050 (corta) - 95000 (lunga)**

##### Descrizione

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

##### Nome commerciale

Regain



#### Caratteristiche

- Struttura con aste articolate in lega leggera di alluminio;
- Valve in plastica;
- Imbottiture in morbida gommasciuma bifoderata atossica e ipoallergenica;
- Cinture di chiusura a velcro in doppio nylon garzato;
- Cuscinetti condiloidei di protezione. Estraibili e lavabili;
- Cerniere con facile estensione della flessione-estensione;
- Estensione regolabile da 0° a 90° con passo di 10°;
- Flessione regolabile da 0° a 120° con passo di 10°;
- Lavabili.

#### Indicazioni

- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni dei legamenti del ginocchio, delle protesi totali, delle fratture di femore e tibia al ginocchio, nelle osteotomie varizzanti o valgizzanti.
- Indicata nella fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio ove sia richiesta un'immobilizzazione in semiflessione.

#### Precauzioni d'uso

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici.

#### Taglia/misura

| codice                             | 95050<br>(corta) | 95000<br>(lunga) |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| lunghezza arto inguine/caviglia cm | < 81             | > 81             |
| lunghezza asta cm                  | 50               | 60               |
| colori                             | nero             |                  |
|                                    | ambidestro       |                  |

#### Confezione

Sacchetto in polietilene

#### Avvertenze

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

**Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/tecnico ortopedico.**

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.



**ORTHOSERVICE AG**  
Sede: Via Milano 7 – CH-6830 Chiasso - Switzerland  
[info@orthoservice.com](mailto:info@orthoservice.com) - [www.orthoservice.com](http://www.orthoservice.com)

**Sede italiana**

**RO+TEN srl**  
Sede legale: Via F.lli Ruffini 10 - 20123 Milano  
Sede operativa ed amministrativa: Via Comasina, 111 – Verano B.za MB  
tel. +39 039 6014094 - fax +39 039 6014234 - [info@roplusten.com](mailto:info@roplusten.com) - [www.roplusten.com](http://www.roplusten.com)

