

# Invacare® | **Matrix® VI**



Ideale in  
combinazione con  
schienali posturali  
Matrix!



## **Matrix VI, una soluzione semplice!**

Invacare **Matrix VI** è progettato per garantire comfort e stabilità del bacino grazie ad una nuova combinazione di materiali: una base inferiore semi rigida, studiata per fornire sostegno, un disco in visco elastico che distribuisce i punti di pressione, e una superficie sagomata superiore in foam leggero con Ultra Fresh™.

Tutte queste caratteristiche rendono il **Matrix VI** un cuscino posturale dai contenuti innovativi.

Perfetto per utenti attivi ed esperti e in tutti i casi in cui si cerca il giusto equilibrio tra comfort, stabilità e prevenzione, unitamente a leggerezza, bassa manutenzione e look funzionale.

**matrix**®  
SEATING SERIES



**Yes, you can.®**



**Accessori**

**Fodera esterna:**

Resistente all'umidità e traspirante, con base antiscivolo.


**Fodera interna:**

Impermeabile per incontinenza.

**Base inferiore:** schiuma compatta ad alta resilienza (Firm High Resilience Foam HRF) sagomata in modo da offrire scarico trocanterico e supporto sacrale.


**Disco in visco-elastico:** Contribuisce all'immersione nella struttura del cuscino distribuendo i punti di pressione, accogliendo le tuberosità ischiatiche, dando contemporaneamente l'effetto di una spinta verso l'alto molto apprezzata dall'utenza attiva.

**Base superiore:** Schiuma morbida ad alta resilienza (Soft High Resilience Foam HRF) studiata per ottimizzare il comfort, la stabilità e il controllo dell'abduzione/adduzione degli arti inferiori.



**Supporto obliquità pelvica e base rigida**

Supporti facilmente personalizzabili e inserto sagomato per ridurre l'effetto ad amaca della tela seduta.



La profondità va misurata lungo il bordo laterale del cuscino (prima della curvatura). La bordatura posteriore aggiuntiva di 3,8 cm aumenta la superficie di appoggio per un maggiore comfort.



**Taglio a cascata**

Per ottimizzare la profondità di seduta, migliorare il posizionamento e la propulsione dell'arto inferiore.


**Caratteristiche tecniche**



Larghezza <sup>1</sup>



Profondità <sup>1</sup>



Altezza abduzione / adduttore



Altezza cosce



KA-Vi	31 - 36 cm	31 - 36 cm	7,3 / 7 cm	5 cm
MA(WWDD)-Vi (Standard)	36, 41, 43, 46, 51, 56 cm	38 - 51 cm	9,5 / 8,25 cm	6,35 cm
MA(WWDD)-Vi (Bariatrico)	56 cm	56 cm	9,5 / 8,25 cm	6,35 cm



Peso a partire da



Portata

KA-Vi	0,7 kg	68 kg
MA(WWDD)-Vi (Standard)	1,6 kg	136 kg
MA(WWDD)-Vi (Bariatrico)	1,8 kg	272 kg



**Trattamento antimicrobico, antibatterico e anti odore per una maggiore durata del cuscino.**

<sup>1</sup>/ La profondità indicata è quella massima (centrale)

Invacare Meccsan s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
Thiene (VI) - Italy  
Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
e-mail: italia@invacare.com  
www.invacare.it

© 2015 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Ultra-Fresh™ è un marchio registrato della Thomson Research Associates Inc. Canada.

Matrx VI - IT - 02/2015

**Fodere**



Fodera mesh traspirante nera (adulto)



Fodera mesh traspirante colorata (bambino)

**Codice NT: 18.09.39.015 Unità posturale per bacino**  
**Nr. Repertorio DM : 1057447/R**

Se in combinazione con schienale Matrix:  
Codice NT: **18.09.39.021** Unità posturale per tronco e bacino



**Yes, you can.®**

